



Service de Biochimie -Hormonologie
Pr. Nicolas de ROUX
Point Jaune – Bâtiment écran niveau +1
Tél : 01 40 03 20 00 (Poste : 3551) - Fax : 01 40 03 47 90

URGENT : OUI NON

**ETIQUETTE
PATIENT**

Service demandeur :

N° Téléphone :

Nom du Prescripteur :

Signature du prescripteur :

Nom du préleveur :

Date du prélèvement :/...../.....

Heure du prélèvement :.....

Cadre réservé au laboratoire

N° Informatique :

PRELEVEMENTS A EFFECTUER :

Prendre 4 tubes secs pour N₂ liquide (bouchon à vis). Inscrive au marqueur (indélébile) le NOM, le prénom, la date et numéroter de 1 à 4. Recueillir le LCR dès les premières gouttes comme suit :

0,5 mL (10 gouttes) dans le tube n° 1

0,5 mL (10 gouttes) dans le tube n° 2

1 mL (20 gouttes) dans le tube n° 3

1 mL (20 gouttes) dans le tube n° 4

Les tubes sont refermés le plus rapidement possible et immergés dans N₂ liquide ou dans la carboglace. Ne pas décongeler et conserver les échantillons impérativement à - 80 °C et l'acheminer au laboratoire dans la carboglace.

Analyses demandées :

Neurotransmetteurs

Méthyltetrahydrofolate

Ptérines

Contexte clinique justifiant la PL :

Température :

Traitement (inscrire les médicaments) :